

Consejos y trucos: Ajustar moldes auditivos en casa

Los moldes nuevos vienen con un tubo más largo, con material extra, que debe medirse y cortarse para asegurar que cabe seguramente con el audífono. Los audiólogos pueden cortar y ajustar el molde, o algunas familias optan para cortarlo en casa. Para cortar y ajustar un molde en casa, sigue estos próximos pasos:

- 1.** Coloque el molde (con el tubo largo) en el oído. Asegúrese de que el molde esté bien ajustado antes de cortar el tubo y que no haya huecos alrededor de los bordes del molde al oído.
- 2.** Deje el molde en el oído. Coloque el audífono detrás de la oreja, como se usa normalmente.
- 3.** Coloque el tubo con el gancho del audífono. Marque en el tubo el punto donde se conecta con la parte superior del gancho del audífono.
- 4.** Quita el molde del oído y corte el tubo justo por encima de la marca. Tenga cuidado de no cortar demasiado. Siempre se puede cortar más si el tubo está demasiado largo, pero no se puede añadir más al tubo si se haya cortado.
- 5.** Coloque el molde al audífono. Empuje el tubo hacia arriba hasta que quede plano contra el borde del gancho (ver paso 3).
- 6.** Compruebe como se siente colocando el audífono detrás de la oreja y el molde en el oído. Si el tubo está demasiado largo, mida, marque y corte de nuevo. Si el tubo está demasiado corto, contacte su audiólogo para que cambie el tubo del molde.



Demasiado largo



Demasiado corto



¡Así es!

**Para más
información:**

